


ACE

ACE Medical Devices offers the largest range of Ultrasound needles ergonomically designed to suit all the requirements for EUS procedures


ACE ENDOSCOPIC ULTRASOUND FNA & FNB NEEDLE



ACE EUS iğneleri endoskopik ultrasonla birlikte submukozal lezyonların, mediastinal kitlelerin, lenf nodüllerinin ve gastrointestinal trakt içindeki veya bitişiğindeki intraperitoneal kitlelerin iğne aspirasyonu ve biyopsisini almak için kullanılır.

ACE ULTRA HD FNA NEEDLE

It has high ultrasound echogenicity that enables excellent visualisation to monitor precise needle penetration



ACE DUAL CORE FNB NEEDLE





Eşsiz kanal tasarımı sayesinde kolay penetrasyon, optimum doku örneği almamızı sağlar. Ayrıca iğne ateşlenip çekilirken hücre çekirdeğine zarar vermez.

TEMEL ÖZELLİKLER

İnce İğne Aspirasyonu (FNA) ve Biyopsi FNB) için tasarlanmıştır.


- Optimal ultrason görüntülemesi için geliştirilmiş ekojen iğne ucu
- Yüksek ve istikrarlı örnek verimi sağlayan benzersiz iğne tasarımları
- Ergonomik olarak daha iyi iğne kontrolü için tasarlanmış elcek
- İğne derinliğinin güvenli şekilde ayarlanmasını sağlayan kilitleme mekanizması
- Pürüzsüz doku penetrasyonu için mükemmel iğne kuvveti
- Pentax, Fujifilm ve Olympus gibi endoskopların tüm yelpazesıyla uyumlu, ayarlanabilir uzunluğa sahip ultra pürüzsüz dış kılıf

ACE SUPER CORE İĞNE




The unique design of the ACE SUPER CORE FNB NEEDLE aids in excellent visualisation and smooth needle penetration that enables extraction of a larger histologic core tissue sample, without damaging and distorting the core

ACE MASTER CORE İĞNE



Gelişmiş tasarımı, mükemmel görüntüleme ve düzgün iğne penetrasyonu sağlayarak, çekirdek dokuya zarar vermeden ve onu deformasyona uğratmadan daha büyük hacimli doku örneği alınmasına olanak tanır.

ACE MASTER CORE FNB İğnesinin üç uçlu Franseen tasarımı, minimum doku kırılmasıyla maksimum doku elde edilmesi amacıyla geliştirilmiş geniş kesici kenarlara sahiptir.



ACE ULTRA CORE FNB İğnesinin benzersiz ve keskin uç tasarımı, minimum penetrasyon kuvvetiyle tek noktadan görüntülemeyi kolaylaştırır.

Keskin çok bıçaklı kesici kenarlar, en yüksek kalitede çekirdek doku örneği elde edilmesini garanti eder.

Min. Accessory Channel ø	Adjustable Needle Length	Sheath Size	Working Length
2.8 mm	0-8 cm	5.2 Fr	1410 mm

STANDARD SET CONTENTS:

Needle - 01
Vaccum Locking Syringe - 01

EUS Needle Ordering Information

Needle Size Ø		19G	22G	25G
Needle Type				
ACE ULTRA HD	FNA	AEUS-FNA-19	AEUS-FNA-22	AEUS-FNA-25
ACE SUPER CORE	FNB	AEUS-SFNB-19	AEUS-SFNB-22	AEUS-SFNB-25
ACE MASTER CORE		AEUS-MFNB-19	AEUS-MFNB-22	AEUS-MFNB-25
ACE ULTRA CORE		AEUS-UFNB-19	AEUS-UFNB-22	AEUS-UFNB-25
ACE DUAL CORE	FNB (DUAL)	AEUS-DFNB-19	AEUS-DFNB-22	AEUS-DFNB-25
ACE SUPER DUAL CORE		AEUS-SDFNB-19	AEUS-SDFNB-22	AEUS-SDFNB-25
ACE MASTER DUAL CORE		AEUS-MDFNB-19	AEUS-MDFNB-22	AEUS-MDFNB-25
ACE ULTRA DUAL CORE		AEUS-UDFNB-19	AEUS-UDFNB-22	AEUS-UDFNB-25




Office Address: 401 A, Gera 77, East Avenue,
Kalyani Nagar, Pune - 411006, India.

T: +91-20-29995749, +91-20-26681483

E: info@acemedicaldevices.com **W:** www.acemedicaldevices.com


ACE




ACE Medikal Ürünleri, EBUS prosedürlerinin gereksinimlerini karşılamak için ergonomik olarak tasarlanmış en geniş iğne yelpazesini sunmaktadır.

ACE ENDOBRONŞİYAL ULTRASON İĞNESİ


YÜKSEK ULTRASON EKOJENİTESİ




ACE SUPER CORE FNB İĞNESİ



ACE FLEXİ + İĞNESİ




ACE DUAL CORE FNB İĞNESİ



Flexi+ iğnesi, esneklik ve sertlik kombinasyonu sunan bir nitinol iğnesidir. Bu özellik, zorlu anatomilerde gezinmeyi ve mükemmel delme yeteneklerini mümkün kılar.

Bu tasarım, iğneyi cihaz içerisinden ilerletirken ve çıkartırken çekirdek hücreye zarar vermeden optimum çekirdek örneği elde etmek için kolay penetrasyon sağlayan benzersiz bir ileri yuva içerir.”



ACE EBUS FNA İĞNESİ

Hassas iğne penetrasyonunu gözlemleyebilmek için mükemmel görselleştirme sağlayan yüksek ultrason ekojenitesi.



ACE MASTER CORE FNB İĞNESİ

“Gelişmiş üç sivri Franseen iğne tasarımı, mükemmel görselleştirme ve pürüzsüz iğne penetrasyonu sağlayarak daha büyük bir doku örneğinin zarar görmeden ve bozulmadan çıkarılmasını mümkün kılar. Büyük kesici kenarlar, minimum doku kırılmasıyla maksimum doku mimarisini elde etmek için tasarlanmıştır.”



ACE ULTRA CORE FNB İĞNESİ

ACE ULTRA CORE FNB İĞNESİ'nin benzersiz keskin iğne tasarımı, minimum penetrasyon çabasıyla tek noktadan görselleştirme sağlar. Keskin çoklu bıçak kesici kenarlar, en yüksek kalitede çekirdek doku örneği elde edilmesini garanti eder.



Min. Kanal Çapı	Ayarlanabilir İğne Uzunluğu	Kılıf Boyutu	Çalışma Uzunluğu
2.0 mm	0-5 cm	4.1 Fr	710 mm

STANDART SET İÇERİĞİ İğne – 01, Vakum Kitleme Şiringası - 01

EBUS İğnesi – Uyumlu Oldukları Olympus/Fujifilm/Pentax Marka Bronkoskoplar

Needle Size Ø		19G	22G	25G
Needle Type				
ACE ULTRA HD	FNA	AEBUS-FNA-19	AEBUS-FNA-22	AEBUS-FNA-25
ACE SUPER CORE	FNB	AEBUS-SFNB-19	AEBUS-SFNB-22	AEBUS-SFNB-25
ACE MASTER CORE		AEBUS-MFNB-19	AEBUS-MFNB-22	AEBUS-MFNB-25
ACE ULTRA CORE		AEBUS-UFNB-19	AEBUS-UFNB-22	AEBUS-UFNB-25
ACE DUAL CORE		AEBUS-DFNB-19	AEBUS-DFNB-22	AEBUS-DFNB-25
ACE SUPER DUAL CORE	FNB (DUAL CORE)	AEBUS-SDFNB-19	AEBUS-SDFNB-22	AEBUS-SDFNB-25
ACE MASTER DUAL CORE		AEBUS-MDFNB-19	AEBUS-MDFNB-22	AEBUS-MDFNB-25
ACE ULTRA DUAL CORE		AEBUS-UDFNB-19	AEBUS-UDFNB-22	AEBUS-UDFNB-25

Needle Size Ø		19G	22G	25G
Needle Type				
ACE FLEXI ULTRA HD	FNA	AEBUS-FNA-19F	AEBUS-FNA-22F	AEBUS-FNA-25F
ACE FLEXI SUPER CORE	FNB	AEBUS-SFNB-19F	AEBUS-SFNB-22F	AEBUS-SFNB-25F
ACE FLEXI MASTER CORE		AEBUS-MFNB-19F	AEBUS-MFNB-22F	AEBUS-MFNB-25F
ACE FLEXI ULTRA CORE		AEBUS-UFNB-19F	AEBUS-UFNB-22F	AEBUS-UFNB-25F
ACE FLEXI DUAL CORE		AEBUS-DFNB-19F	AEBUS-DFNB-22F	AEBUS-DFNB-25F
ACE FLEXI SUPER DUAL CORE	FNB (DUAL CORE)	AEBUS-SDFNB-19F	AEBUS-SDFNB-22F	AEBUS-SDFNB-25F
ACE FLEXI MASTER DUAL CORE		AEBUS-MDFNB-19F	AEBUS-MDFNB-22F	AEBUS-MDFNB-25F
ACE FLEXI ULTRA DUAL CORE		AEBUS-UDFNB-19F	AEBUS-UDFNB-22F	AEBUS-UDFNB-25F

Needle Size Ø		19G	22G	25G
Needle Type				
ACE FLEXI+ ULTRA HD	FNA	AEBUS-FNA-19N	AEBUS-FNA-22N	AEBUS-FNA-25N
ACE FLEXI+ SUPER CORE	FNB	AEBUS-SFNB-19N	AEBUS-SFNB-22N	AEBUS-SFNB-25N
ACE FLEXI+ MASTER CORE		AEBUS-MFNB-19N	AEBUS-MFNB-22N	AEBUS-MFNB-25N
ACE FLEXI+ ULTRA CORE		AEBUS-UFNB-19N	AEBUS-UFNB-22N	AEBUS-UFNB-25N
ACE FLEXI+ DUAL CORE		AEBUS-DFNB-19N	AEBUS-DFNB-22N	AEBUS-DFNB-25N
ACE FLEXI+ SUPER DUAL CORE	FNB (DUAL CORE)	AEBUS-SDFNB-19N	AEBUS-SDFNB-22N	AEBUS-SDFNB-25N
ACE FLEXI+ MASTER DUAL CORE		AEBUS-MDFNB-19N	AEBUS-MDFNB-22N	AEBUS-MDFNB-25N
ACE FLEXI+ ULTRA DUAL CORE		AEBUS-UDFNB-19N	AEBUS-UDFNB-22N	AEBUS-UDFNB-25N

Not: Pentax uyumluluğu için katalog numarasının sonuna '-P' ekleyiniz.

*EBUS iğnesi, Olympus/Fujifilm Endobronşiyal Ultrason skoplarına bağlanmak için bir adaptör ile birlikte sunulmaktadır.



ACE
MEDICAL DEVICES PVT. LTD.

Office Address: 401 A, Gera 77, East Avenue,
Kalyani Nagar, Pune - 411006, India.

T: +91-20-29995749, +91-20-26681483

E: info@acemedicaldevices.com W: www.acemedicaldevices.com