




Enteral Beslenme

Gastrostomi Değişim Cihazları

Degania Silicone çok çeşitli silikon gastrostomi değişim cihazları sunmaktadır ; 2 & 3 yollu gastrostomi tüpleri , gastrostomi buton setleri ve diğerleri . Silikon gastrostomi cihazları yumuşak uygulamaya olanak sağlar ve esnekliği ile hastanın rahatsızlığını azaltmaya yardımcı olarak uzun dönem tedavilerde beslenme için uygundur.

Özellikleri & Faydaları

GASTROSTOMİ TÜPÜ GASTROSTOMİ BUTONU* NAZO GASTRİK**

- Maksimum retansiyon ve düşük sızdırma oranı için dayanıklı balon dizaynı
- Stomayı genişletmemek için entegre balon tasarımı
- Balonun hacim çeşitliliği şaft üzerinde yer almaktadır.
- 100% Silikondur, lateks ve DEHP içermez.
- Hasta konforunu en üst seviyede tutmak için silikon dış sabitleyici
- ENFit "hazır" – Bağlantı kopma riskini azaltan yeni standart
- Kolay uygulama için derecelendirilmiş şaft
- Sızıntıyı azaltmak için klempli gastrostomi tüpü
- Kolay uygulama için buton seti stile içermektedir.*
- Kullanım kolaylığı için balon kapasitesi ürün üzerine damgalanmıştır*
- Tüm hastalara uyum sağlaması için geniş ölçü yelpazesi
- PVC içermemektedir.
- Opsiyonel Hidrofilik kaplama(HydromerTM) yumuşak uygulamaya olanak sağlar ve esnekliği ile hastanın rahatsızlığını azaltmaya yardımcı olarak beslenme için uygundur.**

Stoma Ölçüm Cihazı



Stoma ölçme cihazı derecelendirilmiş ölçekli boru şeklinde şaft, inflasyon valfli huni ve bir adet tutucu balondan oluşmaktadır. Stoma ölçüm cihazı kullanılacak olan gastrostomi butonunun uygun ölçünün seçimine yardım etmesi için derinliği (uzunluğu) tespit etmek amacıyla dizayn edilmiş, iyi bilinen bir gastrostomi stoma aygıtıdır.

Kodu	Tanımı
RE-0070	Stoma Ölçme Cihazı 12Fr


Düşük Profil Gastrostomi Butonu (G-Buton)



Gastrostomi butonu gövde , iki lümenli şaftı olan tutucu bir balondan oluşan steril silikon bir beslenme cihazıdır. Butonun iki adet portu ve bir adet kapağı bulunmaktadır. Beslenme/ ilaç verme lümeni, bir bağlantı halkası ve ördek ağız valf bulundurmaktadır.

Cihaz yarı saydamdır ve hastanın vücudunda tüpün pozisyonunun x-ray ile berirlenebilmesi için radyoopak şerite sahiptir. Butonun beyaz radyoopak halkası vardır. Buton beslenme, mideye ilaç tedavisinin ulaşmasını sağlamak ve gastrik dekompresyon ile kullanıma uygundur.

Mevcut ölçüler 12-24 Fr arasındır. Tabloda belirtilmiş tüm uzunluklar için her bir Fr ölçüsü mevcuttur. (Bakınız : Tablo 1) Gastrostomi butonu yüksek kaliteye sahip düşük profilli bir cihazdır ; hastanın konforunu ve rahatlığını artırmak için kullanılan iyi bilinen bir aygıttır.



Tablo 1

Uzunluk 0.8 (cm)	1	1.2	1.5	1.7	2	2.3	2.5	2.7	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5
Dış Çap(Fr)	12	14	16	18	20	24	12	14	16	18	20	24	12	14	16	18
12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Buton Ebatları & Kapasitesi		
Ölçü (Fr/Ch)	Dış Çap (mm)	Balon Kapasitesi (ml)
12	4.0	3.0
14	4.7	4.0
16	5.3	5.0
18	6.0	5.0
20	6.7	8.0
24	8.0	8.0


Düşük Profil Gastrostomi Butonu (G-Buton)

Gastrostomi Butonu Standart Set



	12 Fr, 3ml	14 Fr, 4ml	16 Fr, 5ml	18 Fr, 5ml	20 Fr, 8ml	24 Fr, 8ml
0.8	RE-0812	RE-0814	RE-0816	RE-0818	RE-0820	RE-0824
1.0	RE-1012	RE-1014	RE-1016	RE-1018	RE-1020	RE-1024
1.2	RE-1212	RE-1214	RE-1216	RE-1218	RE-1220	RE-1224
1.5	RE-1512	RE-1514	RE-1516	RE-1518	RE-1520	RE-1524
1.7	RE-1712	RE-1714	RE-1716	RE-1718	RE-1720	RE-1724
2.0	RE-2012	RE-2014	RE-2016	RE-2018	RE-2020	RE-2024
2.3	RE-2312	RE-2314	RE-2316	RE-2318	RE-2320	RE-2324
2.5	RE-2512	RE-2514	RE-2516	RE-2518	RE-2520	RE-2524
2.7	RE-2712	RE-2714	RE-2716	RE-2718	RE-2720	RE-2724
3.0	RE-3012	RE-3014	RE-3016	RE-3018	RE-3020	RE-3024
3.5	RE-3512	RE-3514	RE-3516	RE-3518	RE-3520	RE-3524
4.0	RE-4012	RE-4014	RE-4016	RE-4018	RE-4020	RE-4024
4.5	RE-4512	RE-4514	RE-4516	RE-4518	RE-4520	RE-4524
5.0	RE-5012	RE-5014	RE-5016	RE-5018	RE-5020	RE-5024
5.5		RE-5514		RE-5518		
6.0		RE-6014		RE-6018		
6.5		RE-6514				

Kutu Adedi. 1 Set



Standart Set

Düşük Profilli Gastrostomi Butonu için Uzatma Beslenme Seti

Bu setlerde iki çeşit güvenlik kilidi konnektörü ve 5 çeşit beslenme ortamı bağlantı ucu bulunmaktadır. İki çeşit boru sistemi uzunluğu mevcuttur. Uzatmalar ve güvenlik kilidi konnektörleri hastanın ihtiyacına göre seçilebilmektedir.

	Evrensel (Bolus) beslenme seti bolus tasarlanmıştır, ilaç tedavisini yönetir ya da sıcak suyla G-Butonunu yıkarak	2-Yollu Port (Y-Port) Beslenme portu kesintisiz beslenme için tasarlanmıştır.	EN Kilit Konnektörü yalnızca enteral beslenmenin enteral beslenme sisteminden iletileceğini temin eder IV sistem "Luer" konnektör ile kullanılamaz.	ENFit™ Konnektör bağlantının kopma riskini azaltır.	Male Luer Lock Konnektör sadece dişi luer şırıngalar ile oral/enteral beslenme için kullanılmalıdır.	Y ENFit™ Konnektör bağlantının kopma riskini azaltır.
						
						
30cm Düz Konnektör	RE-E1030	RE-E2030	RE-E3030	RE-E4030	RE-E5030	RE-E6030
60cm Düz Konnektör	RE-E1060	RE-E2060	RE-E3060	RE-E4060	RE-E5060	RE-E6060
30cm R-Açılı Konnektör		RE-E2130	RE-E3130	RE-E4130	RE-E5130	RE-E6130
60cm R-Açılı Konnektör		RE-E2160	RE-E3160	RE-E4160	RE-E5160	RE-E6160

Kutu Adedi. 10 parça.

2-Yollu & 3-Yollu Gastrostomi Değişim Tüpü



Gastrostomi ürün gamı 7 farklı (12Fr-24Fr) ölçüden oluşmaktadır ve bu ürünler X-ray eritli transparan ürünlerdir. Beslenme değişim tüplerinin lümenleri balon inflasyonunu , beslenmeyi ve ilaç tedavisini kolaylaştırmaktadır. Farklı retansiyon diskleri mevcuttur. Gastrostomi tüplerinin uç kısmı girintilidir.

2-Yollu G-Tüpü

Kodu	Fr	Balon Kapasitesi (ml)
RE-0212	12	3-5
RE-0214	14	3-5
RE-0216	16	7-10
RE-0218	18	10-15
RE-0220	20	10-15
RE-0222	22	10-15
RE-0224	24	10-15

Kutu Adedi. 4 parça.

3-Yollu G-Tüpü

Kodu	Fr	Balon Kapasitesi (ml)
RE-0312	12	3-5
RE-0314	14	3-5
RE-0316	16	7-10
RE-0318	18	10-15
RE-0320	20	10-15
RE-0322	22	10-15
RE-0324	24	10-15

Kutu Adedi. 4 parça.

2-Yollu & 3-Yollu EN-Fit Gastrostomi Değişim Tüpü

2-Yollu G-Tube

Kodu	Fr	Balon Kapasitesi (ml)
RE-0212EN	12	3-5
RE-0214EN	14	3-5
RE-0216EN	16	7-10
RE-0218EN	18	10-15
RE-0220EN	20	10-15
RE-0222EN	22	10-15
RE-0224EN	24	10-15

Kutu Adedi. 4 parça.

3-Yollu G-Tube

Kodu	Fr	Balon Kapasitesi (ml)
RE-0312EN	12	3-5
RE-0314EN	14	3-5
RE-0316EN	16	7-10
RE-0318EN	18	10-15
RE-0320EN	20	10-15
RE-0322EN	22	10-15
RE-0324EN	24	10-15

Kutu Adedi. 4 parça.

Nazo Gastrik Tüpler

Enteral beslenme tüpleri esnek tüplerden ve Tube EN-Fit™ **güvenli** bağlantı erişim portundan meydana gelmektedir. Cihazın boru sistemi radyopak poliüretan malzemeden yapılmış olup distal ucunda tüpün insersiyonunu kolaylaştıran hidrofilik kaplama mevcuttur.

Beslenme tüpleri tek/çift ENFit™ hunili, önceden birleştirilmiş metal stileli ve opsiyonel olarak tüpün insersiyonunu ve yerinde muhafazasına sağlamak amacıyla tungsten ile ağırlaştırılmış uca sahiptir.

Poliüretan Nazo Gastrik (NG) Tüp

Kodu	Fr	Açıklaması	Keski	Tungsten
RE-NG105050	5	1-Yollu 50cm	-	-
RE-NG106050S	6	1- Yollu 50cm	+	-
RE-NG106090S	6	1- Yollu 90cm	+	-
RE-NG208120S	8	2- Yollu 120cm	+	-
RE-NG210120S	10	2- Yollu 120cm	+	-
RE-NG212120S	12	2- Yollu 120cm	+	-
RE-NG214120S	14	2- Yollu 120cm	+	-
RE-NG212120	12	2- Yollu 120cm	-	-
RE-NG214120	14	2- Yollu 120cm	-	-
RE-NG208120SW	08	2- Yollu 120cm	+	+
RE-NG210120SW	10	2- Yollu 120cm	+	+
RE-NG212120SW	12	2- Yollu 120cm	+	+

Jejunal Tüp

Beslenmenin duodenum ya da jejunumdan iletilmesi içindir. Cihaz iki lümenli tüp , hava tahliyesi cilt diski ve tutucu balondan oluşmaktadır.

Ürün gamı transparan tüp ve radyopak şeritli 7 farklı ölçüden (12-24 Fr) meydana gelmektedir .

2-Yollu Jejunal Tüp Transparan

Kodu	Fr	Açıklaması
RE-J2012	12	2- Yollu 5ml
RE-J2014	14	2- Yollu 5ml
RE-J2016	16	2-Yollu10ml
RE-J2018	18	2-Yollu15ml
RE-J2020	20	2-Yollu15ml
RE-J2022	22	2-Yollu15ml
RE-J2024	24	2-Yollu 15ml

Üretici: Degania Silicone Limited /Degani Bet 1513000 Israil

Avrupa Temsilcisi: Biometrix S.R.O. /Vicenzy 16, Saromin 93101 Slovakia

İthalatçı:Enamed Medikal Sağlık Hizmetleri İnş. Taş. Gıda San. İç ve Dış Tic. A.Ş.

Güzeltepe Mah. Fuar Cad . 9/11 Çankaya/ANKARA

