



CE

0123

ISO 13485

GMP

ENA-PUMP

Tek Kullanımlık İnfüzyon Pompası



Elastomerik güç güdümlü, Hafif & Mükemmel tasarım

Tek kullanımlık

Sessiz İşlem

Programlama gerektirmez ve kullanımı kolaydır

Yumuşak kılıf ve Sert Kılıf seçeneği mevcuttur



ENA-PUMP

Tek Kullanımlık İnfüzyon Pompası



SZB-CZ (PCA)

No.80021



SZB-CX (Continuous)

No.80012

İnfüzyon Parametreleri

Standart Kapasite (ml)	Standart Akış (ml/h)	PCA (ml/ sürekli)	PCA aralık (min)	Verimli İnfüzyon Kapasitesi
60, 100, 150, 200, 275	2.0, 3.0, 4.0, 5.0	0.5	15	>90%



SZBM-CX(Multirate)

No.80821-1



SOFT PUMP

No.80012-1

İnfüzyon Parametreleri

Standart Kapasite (ml)	Standart Akış (ml/h)	PCA (ml/ sürekli)	PCA aralık (min)	Verimli İnfüzyon Kapasitesi
60, 100, 150, 200, 275	2.0, 4.0, 6.0, 8.0 (Adjustable)	0.5	15	>90%



SZBM-CZ(Multirate+PCA)

No.80821



SZBM-CX(Multirate)

No.80812

İnfüzyon Parametreleri

Standart Kapasite (ml)	Standart Akış (ml/h)	PCA (ml/ sürekli)	PCA aralık (min)	Verimli İnfüzyon Kapasitesi
60, 100, 150, 200, 275	0,2,4,6,8,10,12,14 (regulator) 0,1,2,3,4,5,6,7(regulator) 0,5,10,15,20,25,30,35(regulator)	0.5	15	>90%

Katalog No(Standart)	Katalog No (Yumuşak)	Katalog No (UV)	Model	Kapasite (ml)	Akış (ml/h)
80012	S80012	U80012	CBI-CX	100	2
83712	S83712	U83712	CBI-CX	275	1,50
83012	S83012	U83012	CBI-CX	275	2
83312			CBI-CX	275	5

Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd.

Add: No. 618 Dade Road, Xiuzhou District, Jiaxing, Zhejiang, China Tel: +86 573 82765625 Fax: +86 573 82287098

Website: www.zjrunqiang.com

E-mail: zjrunqiang@zjrunqiang.com