



Shangxian Minimal Invasive Inc.

1.Kat, Blok B2-2, Çin Tıbbı İnovasyon Parkı, Multan yolu, Yüksek
Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Benxi 117004 Çin
Tel: +86-24-6697 5946
Fax: +86-24-2378 2198

Shangxian Minimal Invasive Inc.

www.chinacleanday.cn


Kendimizi endoskopi işlemlerine adadık



İÇİNDEKİLER

Kapsül Endoskopi Sistemi	01-02
Tek Kullanımlık Hemostaz Klipler & Taşıma Sistemleri	03-04
Tek Kullanımlık Hemostaz Klipler ve Taşıma Sistemleri	05-08
Tek Kullanımlık Endoskopik Distal Ataçman	09-10
Tek Kullanımlık Endoskopik Distal Ataçman	11-12
Endoskop Koruma Tamponu	13-14
Tek Kullanımlık Biyopsi Forsepsi	15-16
Tek Kullanımlık Enjeksiyon İğnesi	17-18
Tek Kullanımlık Kavrama Forsepsi (fileli)	19-20
Tek Kullanımlık Kavrama Forsepsi	21-22
Tek Kullanımlık Kavrama Forsepsi (basketli)	23-24
Tek Kullanımlık Polipektomi Snare (Sıcak&soğuk)	25-26

Tek Kullanımlık Hemostaz Klipler & Taşıma Sistemleri (Yüklemesiz Hemoklip)



Tek Kullanımlık Hemostaz Klipler & Taşıma Sistemleri

KULLANIM AMACI

Endoskopi altında sindirim boşluğunun mukozal dokusunu sıkıştırmak amacıyla kullanılır.

B) Hemostaz için

- 1) Mukozal/submukozal bozulmalar <3cm
- 2) Ülser kanamaları
- 3) Arterler <2mm
- 4) Ameliyat bölgeleri
- 5) Kolonda divertikül

A) Gastrointestinal lumen deliklerinin kapatılması için



ÖZELLİKLER

- *Doğru senkronizasyon döndürme, tam klip yerleşmi sunar.
- *Güçlendirilmiş tasarım, klip performansını daha sabit hale getirir.
- *Uygun yeniden yükleme yöntemi.

SPESİFİKASYONLAR

Tek Kullanımlık Hemoklip

Model	Çene açısı	Kol uzunluğu	Açıklık	Toplam kapalı uzunluk	Resim
SX-C-090	90°	5.0mm	12mm (max)	13.5mm	
SX-C-135	135°	5.7mm	12mm (max)	14.2mm	

Yeniden Kullanılabilir Delivery Sistem (Handle)

Model	Çalışma uzunluğu	Çap	Çalışma kanalı	Steril	Resim
SX-H-1650	1650mm	≤2.75mm	≥2.8mm	Otoklavlanabilir /Soğuk	
SX-H-1950	1950mm	≤2.75mm	≥2.8mm	Otoklavlanabilir /Soğuk	
SX-H-2300	2300mm	≤2.75mm	≥2.8mm	Otoklavlanabilir /Soğuk	

Tek Kullanımlık Hemostaz Klipleri ve Taşıma Sistemleri (Yüklemeli Hemoklip)



Tek Kullanımlık Hemostaz Klipleri ve Taşıma Sistemleri

KULLANIM AMACI

Endoskopi altında sindirim boşluğunun mukozal dokusunu sıkıştırmak amacıyla kullanılır.

A) Hemostaz için

- 1) Mukozal/submukozal bozulmalar <3cm
- 2) Ülser kanamaları
- 3) Arterler <2mm
- 4) Ameliyat bölgeleri
- 5) Kolonda divertikül

B) Gastrointestinal lumen deliklerinin kapatılması için

ÖZELLİKLER

- Klip kullanıma uygun delivery sistemine önceden yüklenmiştir.
- * Doğru senkronizasyon döndürme, tam klip yerleşmi sunar.
- * Güçlendirilmiş tasarım, klip performansını daha sabit hale getirir.
- * Klipsi en üst düzeye çıkardıktan sonar en büyük açıklık 13mm'dir.
- * Tek seferlik açılım

SPESİFİKASYONLAR

Model	Calisma Uzunluđu	Cene acısı	Calisma Kanalı
SX-HC-1650-090L	1650mm	90°	≥2.8mm
SX-HC-1650-135L	1650mm	135°	≥2.8mm
SX-HC-2300-090L	2300mm	90°	≥2.8mm
SX-HC-2300-135L	2300mm	135°	≥2.8mm

Tek Kullanımlık Hemostaz Klipleri ve Taşıma Sistemleri (Yüklemeli Hemoklip)



Tek Kullanımlık Hemostaz Klipleri ve Taşıma Sistemleri

ÖZELLİKLER

- Klip kullanıma uygun delivery sistemine önceden yüklenmiştir.
- *Doğru senkronizasyon döndürme, tam klip yerleşmi sunar.
- * Güçlendirilmiş tasarım, klip performansını daha sabit hale getirir.
- *Klipsi en üst düzeye çıkardıktan sonar en büyük açıklık 13mm/17mm'dir.
- *Çoklu açılım

SPESİFİKASYONLAR

Model	Çalışma Uzunluğu	Açıklık	Cene açısı	Çalışma Kanalı
SX-HR-1650-2	1650mm	13mm	90°	≥2.8mm
SX-HR-2300-2	2300mm	13mm	90°	≥2.8mm
SX-HR-1650-1	1650mm	17mm	90°	≥2.8mm
SX-HR-2300-1	2300mm	17mm	90°	≥2.8mm

Tek Kullanımlık Endoskopik Distal Ataçman



Tek Kullanımlık Endoskopik Distal Ataçman

KULLANIM AMACI

İyi görüş alanını korumak için endoskopun distal ucuna monte edilmelidir.

EMR, ESD, POEM ameliyatları ve kolonoskopi işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.



ÖZELLİKLER

- *Ameliyat için daha fazla çalışma alanı sağlar.
- *Endoskopi işleminin iyi görüş alanını korur.
- *Kolonoskopi işlemi sırasında kolonun açılmasına yardımcı olur.
- *Doku ile endoskop ucu arasındaki mesafeye dikkat edin.
- *Dokunun korunmasını sağlar.
- *Birçok endoskop ile uyumludur.

SPESİFİKASYONLAR

Model	Uç Uzunluğu	Çalışma Uzunluğu	Eşleşen endoskop modeli
XT-DL-092-40	9.0~9.2mm	4.0mm	EG-2790K,EG-2770; GIF-Q260,GIF-H190
XT-DL-098-40	9.6~9.8mm	4.0mm	GIF-H260,GIF-H180,GIF-HQ190,PCF-PH190L/I
XT-DL-099-40	9.7~10.1mm	4.0mm	EC-2990Li,EC-2990Fi,EC-2990Mi,EG-2990K
XT-DL-105-40	10.3~10.7mm	4.0mm	PCF-Q260J,EC-3490TLi,EG-2990Zi,EG-2990K
XT-DL-108-40	10.6~11.0mm	4.0mm	GIF-H260Z,EG-590ZW, EG-450CT5,EG-2990i
XT-DL-115-40	11.3~11.7mm	4.0mm	PCF-H180AI/L,PCF-H190DI/L,EG-3470K, EC-3470MK/FK/LK,EG-3490K,EC-3490FK/Fi/LK,EG-450D5,
XT-DL-118-40	11.6~12.0mm	4.0mm	GIF-2T240
XT-DL-122-40	12.0~12.4mm	4.0mm	CF-Q260A,CF-Q260D
XT-DL-128-40	12.6~13.0mm	4.0mm	EC-3890LZi/FZi/MZi,EC-380Kp,EC-250WM5, EC-590WM/ZW,EC-530WM/WI EC-450WM5/WI5
XT-DL-132-40	13.0~13.4mm	4.0mm	CF-Q180AL/I,CF-H190L/I,CF-HQ190L/I, EC-3890TFK/TLK,EC-3890Mi/Fi/Li, EG-3890TK
XT-DL-148-40	14.6-15.0mm	4.0mm	CF-H260AZL/I



EN ISO: 13485:2016
CFDA: 辽械注准20142060009

www.chinacleanday.cn

Shangxian Minimal Invasive Inc.

1.Kat, Blok B2-2, Çin Tıbbi İnovasyon Parkı, Multan yolu, Yüksek Teknoloji
Geliştirme Bölgesi, Benxi 117004 Çin
Tel: +86-24-6697 5946
Fax: +86-24-2378 2198

Tek Kullanımlık Endoskopik Distal Ataçman



Specifications

ISO 13485:2016

www.chinacellday.cn

Shangxian Medical Technology Co., Ltd.


1.Kat, Blok B2-2, Çin Tıbbi İnovasyon Parkı, Multan yolu, Yüksek Teknoloji
Geliştirme Bölgesi, Benxi 117004 Çin
Tel: +86-24-6697 5946
Fax: +86-24-2378 2198

Tek Kullanımlık Endoskopik Distal Ataçman

KULLANIM AMACI

İyi görüş alanını korumak için endoskopun distal ucuna monte edilmelidir.
Kolonoskopi işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.

KURULUM



Önerilen tek kayganlaştırma maddesi sudur.

Adım 1. Endo-wing ürününü entegre ambalajdan çıkarın;
Adım 2. Kanatları eldeki ataşmana geri tutun;
Adım 3. Endoskopun ucu çalışma ucuna ulaşana kadar endoskopun ucuna
yavaşça takın.

SPESİFİKASYONLAR

Model	Distal Boyut	Eşleşen kolonoskop modeli
XT-DL-132AB	12.2-13.2mm	Olympus
		CF-HQ290,CF-Q290series
		CF-H260,CF-Q260 series
XT-DL-115A	10.5-12mm	Olympus
		PCF-Q260,PCF-H290 series
		Pentax
XT-DL-115A	10.5-12mm	Fujinon
		EC-3830,EC-3870,EC-3890 series
		EC-590,EC-450,EC-530,EC-250,EC-99 series
XT-DL-115A	10.5-12mm	Olympus
		EC-3470,EC-3490 series
		Fujinon
XT-DL-115A	10.5-12mm	Fujinon
		EC450MP5,EC-600 series

Protection of The Endoscope-bumper



Protection of The Endoscope-bumper

Intended use

Provides protection to the distal end of the endoscope during storage, transport, and pre-cleaning. Made from a semi-rigid expandable mesh to protect lens from front and side impact. Material is not abrasive and will not scratch the lens.

Features

- Simple & easy to use.
- Reduce chance of damage and costly repairs to endoscope.
- Disposable & compatible for all sizes & brands of endoscopes



Blue



Green

Specifications

Model	Outer Dia.(mm)	Color
S	From 4mm to 8mm	Blue
M	> 8mm	Green

Package & Storage

- 1pc/bag, 50bags/box, 100bags/carton.
- The devices should be stored in a ventilated and dry room, away from light.

Specifications

Shangxian Medical Device Co., Ltd.
 ISO 13485:2016

www.chinacnday.cn

Shangxian Medical Device Co., Ltd.
 Address: Block B2, China Medicine Innovation Park,
 Mulan road, Hi-tech development zone, Benxi 117004 China
 Tel: +86-24-6697 5946
 Fax: +86-24-2378 2198

Disposable Biopsy Forceps



Disposable Biopsy Forceps

Intended use

Tissue sampling in digestive and respiratory tracts.

Features

- Special sharpness cup offers more successful sampling.
- More polishing makes less friction to endoscope working channel.
- Reinforced connection design makes excellent rigidity and steady performance.



Specifications

Model	Working channel (mm)	Dia. (mm)	Working Length (mm)	Type	Picture
SBF-A1612-1	≥1.8	1.6	1200	oval cup,uncoated	
SBF-A1812-1	≥2.0	1.8	1200	oval cup,uncoated	
SBF-A1812-2	≥2.0	1.8	1200	oval cup,coated	
SBF-A1816-1	≥2.0	1.8	1600	oval cup,uncoated	
SBF-A1816-2	≥2.0	1.8	1600	oval cup,coated	
SBF-A2118-1	≥2.8	2.3	1800	oval cup,uncoated	
SBF-A2318-2	≥2.8	2.3	1800	oval cup,coated	
SBF-A2323-1	≥2.8	2.3	2300	oval cup,uncoated	
SBF-A2323-2	≥2.8	2.3	2300	oval cup,coated	
SBF-B2316-1	≥2.8	2.3	1600	oval cup w/spike uncoated	
SBF-B2316-2	≥2.8	2.3	1600	oval cup w/spike coated	
SBF-B2318-1	≥2.8	2.3	1800	oval cup w/spike uncoated	
SBF-B2318-2	≥2.8	2.3	1800	oval cup w/spike coated	
SBF-B2323-1	≥2.8	2.3	2300	oval cup w/spike uncoated	
SBF-B2323-2	≥2.8	2.3	2300	oval cup w/spike coated	
SBF-C1812-1	≥2.0	1.8	1200	alligator cup uncoated	
SBF-C1812-2	≥2.0	1.8	1200	alligator cup coated	
SBF-C1816-1	≥2.0	1.8	1600	alligator cup uncoated	
SBF-C1816-2	≥2.0	1.8	1600	alligator cup coated	
SBF-C2316-1	≥2.8	2.3	2300	alligator cup uncoated	
SBF-C2316-2	≥2.8	2.3	2300	alligator cup coated	
SBF-C2318-1	≥2.8	2.3	2300	alligator cup uncoated	
SBF-C2318-2	≥2.8	2.3	2300	alligator cup coated	
SBF-C2323-1	≥2.8	2.3	2300	alligator cup uncoated	
SBF-C2323-2	≥2.8	2.3	2300	alligator cup coated	
SBF-D2316-1	≥2.8	2.3	1600	alligator cup w/spike uncoated	
SBF-D2316-2	≥2.8	2.3	1600	alligator cup w/spike coated	
SBF-D2318-1	≥2.8	2.3	1800	alligator cup w/spike uncoated	
SBF-D2318-2	≥2.8	2.3	1800	alligator cup w/spike coated	
SBF-D2323-1	≥2.8	2.3	2300	alligator cup w/spike uncoated	
SBF-D2323-2	≥2.8	2.3	2300	alligator cup w/spike coated	

Disposable Injection Needle




Disposable Injection Needle

Intended use

To introduce a sclerosing agent or vasoconstrictor into selected sites to control actual or potential bleeding lesions in the digestive system; Injection of saline to aid in polypectomy procedures and to control non-variceal hemorrhage.


Features

- Unique needle section design offers more successful injection procedure.
- Proper rigidity and lubrication, less damage to working channel and easier passing through.
- Convenient needle lock.



Model	Dia.(mm)	Working channel(mm)	Working Length (mm)	Needle Dia.(gauge)	Needle Length(mm)
MI-NM-18*1200 (21*5)	1.8	≥2.0	1200	21	5
MI-NM-18*1600 (19*4)	1.8	≥2.0	1600	19	4
MI-NM-18*1600 (19*5)	1.8	≥2.0	1600	19	5
MI-NM-18*1600 (19*6)	1.8	≥2.0	1600	19	6
MI-NM-18*1600 (21*4)	1.8	≥2.0	1600	21	4
MI-NM-18*1600 (21*5)	1.8	≥2.0	1600	21	5
MI-NM-18*1600 (21*6)	1.8	≥2.0	1600	21	6
MI-NM-18*1600 (23*4)	1.8	≥2.0	1600	23	4
MI-NM-18*1600 (23*5)	1.8	≥2.0	1600	23	5
MI-NM-18*1600 (23*6)	1.8	≥2.0	1600	23	6
MI-NM-18*1600 (25*4)	1.8	≥2.0	1600	25	4
MI-NM-18*1600 (25*5)	1.8	≥2.0	1600	25	5
MI-NM-18*1600 (25*6)	1.8	≥2.0	1600	25	6
MI-NM-23*1600 (19*4)	2.3	≥2.8	1600	19	4
MI-NM-23*1600 (19*5)	2.3	≥2.8	1600	19	5
MI-NM-23*1600 (19*6)	2.3	≥2.8	1600	19	6
MI-NM-23*1600 (21*4)	2.3	≥2.8	1600	21	4
MI-NM-23*1600 (21*5)	2.3	≥2.8	1600	21	5
MI-NM-23*1600 (21*6)	2.3	≥2.8	1600	21	6
MI-NM-23*1600 (23*4)	2.3	≥2.8	1600	23	4
MI-NM-23*1600 (23*5)	2.3	≥2.8	1600	23	5
MI-NM-23*1600 (23*6)	2.3	≥2.8	1600	23	6
MI-NM-23*1600 (25*4)	2.3	≥2.8	1600	25	4
MI-NM-23*1600 (25*5)	2.3	≥2.8	1600	25	5
MI-NM-23*1600 (25*6)	2.3	≥2.8	1600	25	6
MI-NM-23*2300 (19*4)	2.3	≥2.8	2300	19	4
MI-NM-23*2300 (19*5)	2.3	≥2.8	2300	19	5
MI-NM-23*2300 (19*6)	2.3	≥2.8	2300	19	6
MI-NM-23*2300 (21*4)	2.3	≥2.8	2300	21	4
MI-NM-23*2300 (21*5)	2.3	≥2.8	2300	21	5
MI-NM-23*2300 (21*6)	2.3	≥2.8	2300	21	6
MI-NM-23*2300 (23*4)	2.3	≥2.8	2300	23	4
MI-NM-23*2300 (23*5)	2.3	≥2.8	2300	23	5
MI-NM-23*2300 (23*6)	2.3	≥2.8	2300	23	6
MI-NM-23*2300 (25*4)	2.3	≥2.8	2300	25	4
MI-NM-23*2300 (25*5)	2.3	≥2.8	2300	25	5
MI-NM-23*2300 (25*6)	2.3	≥2.8	2300	25	6

Disposable Grasping Forceps (with net)



Disposable Grasping Forceps (with net)

Intended use

Grasping and removing foreign bodies from digestive tract.

Features

- Exact sync-rotation makes more convenient.
- Reinforced net design offers more steady performance.



Specifications

Model	Dia.(mm)	Working Channel (mm)	Working Length (mm)	net size (mm)
MI-FG-TY-18*1200-20	1.8	≥2.0	1200	20
MI-FG-TY-18*1600-20	1.8	≥2.0	1600	20
MI-FG-TY-23*1600-20	2.3	≥2.8	1600	20
MI-FG-TY-23*1600-30	2.3	≥2.8	1600	30
MI-FG-TY-23*1600-40	2.3	≥2.8	1600	40
MI-FG-TY-23*1800-20	2.3	≥2.8	1800	20
MI-FG-TY-23*1800-30	2.3	≥2.8	1800	30
MI-FG-TY-23*1800-40	2.3	≥2.8	1800	40
MI-FG-TY-23*2300-20	2.3	≥2.8	2300	20
MI-FG-TY-23*2300-30	2.3	≥2.8	2300	30
MI-FG-TY-23*2300-40	2.3	≥2.8	2300	40

Disposable Grasping Forceps



Disposable Grasping Forceps


Intended use

Grasping and removing foreign bodies from digestive tract.



Forceps with alligator teeth

Suit for grasping flat foreign body(e.g.coin)



Forceps with prongs

Suit for grasping excised polyp,disease tissues and other slippery foreign body

Reinforced connection design offers excellent grasping performance.

Specifications

Model	Dia.(mm)	Working Channel (mm)	Working Length(mm)	Type
MI-FG-3ZX-23*1600	2.3	≥2.8	1600	3 prongs
MI-FG-3ZX-23*2300	2.3	≥2.8	2300	3 prongs
MI-FG-4ZX-23*1600	2.3	≥2.8	1600	4 prongs
MI-FG-4ZX-23*2300	2.3	≥2.8	2300	4 prongs
MI-FG-5ZX-23*1600	2.3	≥2.8	1600	5 prongs
MI-FG-5ZX-23*2300	2.3	≥2.8	2300	5 prongs
MI-FG-CXDZ-18*800	1.8	≥2.0	800	alligatorteeth
MI-FG-CXDZ-18*1200	1.8	≥2.0	1200	alligatorteeth
MI-FG-CXDZ-18*1600	1.8	≥2.0	1600	alligatorteeth
MI-FG-CXDZ-23*1600	2.3	≥2.8	1600	alligator teeth
MI-FG-CXDZ-23*2300	2.3	≥2.8	2300	alligator teeth

Disposable Grasping Forceps (with basket)



Disposable Grasping Forceps (with basket)

Intended use

Removal of foreign bodies in upper and lower digestive tract .

Features

- Good rotation performance and hand control feeling.
- Special alloyed material makes good shape retention.



Specifications

Model	Dia.(mm)	Working channel(mm)	WorkingLength (mm)	Basket size (mm)
MI-FG-ZJ-18*800-20	1.8	≥2.0	800	20
MI-FG-ZJ-18*800-30	1.8	≥2.0	800	30
MI-FG-ZJ-18*800-40	1.8	≥2.0	800	40
MI-FG-ZJ-18*1200-20	1.8	≥2.0	1200	20
MI-FG-ZJ-18*1200-30	1.8	≥2.0	1200	30
MI-FG-ZJ-18*1200-40	1.8	≥2.0	1200	40
MI-FG-ZJ-18*1600-20	1.8	≥2.0	1600	20
MI-FG-ZJ-18*1600-30	1.8	≥2.0	1600	30
MI-FG-ZJ-18*1600-40	1.8	≥2.0	1600	40
MI-FG-ZJ-23*1600-20	2.3	≥2.8	1600	20
MI-FG-ZJ-23*1600-30	2.3	≥2.8	1600	30
MI-FG-ZJ-23*1600-40	2.3	≥2.8	1600	40
MI-FG-ZJ-23*1800-20	2.3	≥2.8	1800	20
MI-FG-ZJ-23*1800-30	2.3	≥2.8	1800	30
MI-FG-ZJ-23*1800-40	2.3	≥2.8	1800	40
MI-FG-ZJ-23*2300-20	2.3	≥2.8	2300	20
MI-FG-ZJ-23*2300-30	2.3	≥2.8	2300	30
MI-FG-ZJ-23*2300-40	2.3	≥2.8	2300	40

Disposable Polypectomy Snares^(hot & cold)



Disposable Polypectomy Snares^(hot & cold)

Intended use

For endoscopic clamp hole on the digestive tract polyps resection

Features

- Good hand control feeling and perfect performance .
- Rotatable& unrotatable snares available, Hot &cold snare available .



Unrotatable



Rotatable

Unrotatable & Rotatable(R)

Model Name	Snare Diameter(mm)	Working Length(mm)	Tube Dia.(mm)	Working Channel
SX-STY-23*2300-10 (R)	10	2300	2.3	≥2.8
SX-STY-23*2300-15 (R)	15	2300	2.3	≥2.8
SX-STY-23*2300-20 (R)	20	2300	2.3	≥2.8
SX-STY-23*2300-25 (R)	25	2300	2.3	≥2.8
SX-STY-23*2300-30 (R)	30	2300	2.3	≥2.8
SX-STY-23*2300-35 (R)	35	2300	2.3	≥2.8
SX-STY-23*2300-40 (R)	40	2300	2.3	≥2.8
SX-STY-23*1600-10 (R)	10	1600	2.3	≥2.8
SX-STY-23*1600-15 (R)	15	1600	2.3	≥2.8
SX-STY-23*1600-20 (R)	20	1600	2.3	≥2.8
SX-STY-23*1600-25 (R)	25	1600	2.3	≥2.8
SX-STY-23*1600-30 (R)	30	1600	2.3	≥2.8
SX-STY-23*1600-35 (R)	35	1600	2.3	≥2.8
SX-STY-23*1600-40 (R)	40	1600	2.3	≥2.8
SX-STY-18*2300-10 (R)	10	2300	1.8	≥2.0
SX-STY-18*2300-15 (R)	15	2300	1.8	≥2.0
SX-STY-18*2300-20 (R)	20	2300	1.8	≥2.0
SX-STY-18*2300-25 (R)	25	2300	1.8	≥2.0
SX-STY-18*2300-30 (R)	30	2300	1.8	≥2.0
SX-STY-18*2300-35 (R)	35	2300	1.8	≥2.0
SX-STY-18*2300-40 (R)	40	2300	1.8	≥2.0
SX-STY-18*1600-10 (R)	10	1600	1.8	≥2.0
SX-STY-18*1600-15 (R)	15	1600	1.8	≥2.0
SX-STY-18*1600-20 (R)	20	1600	1.8	≥2.0
SX-STY-18*1600-25 (R)	25	1600	1.8	≥2.0
SX-STY-18*1600-30 (R)	30	1600	1.8	≥2.0
SX-STY-18*1600-35 (R)	35	1600	1.8	≥2.0
SX-STY-18*1600-40 (R)	40	1600	1.8	≥2.0