



melekirmak



Saęlık Ürünleri

Onkoloji Grubu

Oncology Group

Spike



Chemotherapy Mask



Chemotherapy Gown



Chemotherapy Glasses



Photoreceptor Bag



Chemmy Protect 18



HIGH RISK NITRILE 8 EXAMINATION GLOVES HIGH RISK NITRILE 8 MUAYENE ELDİVENİ



High Risk Nitrile 8 Examination Gloves

Used for preparation, application of cytotoxic drugs and high risk contamination cases.
This specific glove is textured on the fingers to give better grasping.
This glove is manufactured according to these standards: EN 455 1 & 2 , EN 388, EN 374

High Risk Nitrile 8 Muayene Eldiveni

Sitotoksik ilaç uygulama, hazırlama aşamasında ve yüksek riskli kontaminasyon durumlarında kullanılır. Bu özel eldivenin parmak ucu kısımları daha iyi kavrama sağlaması için extra katmanla kaplanmıştır. EN 455 1 & 2 , EN 388, EN 374 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

ÖLÇÜ / SIZE	REFERANS NUMARASI REFERENCE NUMBER
6½ (S)	MMP - N8 - S
7 (SM)	MMP - N8 - SM
7½ (M)	MMP - N8 - M
8 (ML)	MMP - N8 - ML
8½ (L)	MMP - N8 - L
9 (LX)	MMP - N8 - LX

Kutu içerisinde 50 adet bulunur.
50 pieces in one box.



HIGH RISK NITRILE 8 EXAMINATION GLOVES HIGH RISK NITRILE 8 MUAYENE ELDİVENİ



High Risk Nitrile 8 Examination Gloves Genel Özellikleri:

- 1. Material** : 100% Nitrile
- 2. Color** : Sky Blue
- 3. Weight** : 10 gr \pm 0,3 gr
- 4. Thickness** : Thickness on the finger tip: 0,20 mm \pm 0,3 mm.
- 5. Design** : Ambidextrous, straight fingers, finger textured and beaded.
- 6. Standards** : EN 455 1&2 , EN 388, EN 374
- 7. Test Results** : Cytotoxic drugs tests are available on the box.

High Risk Nitrile 8 Muayene Eldiveni Genel Özellikleri:

- 1. Materyal** : 100% Nitril
- 2. Renk** : Gökyüzü Mavisi
- 3. Ağırlık** : 10 gr \pm 0,3 gr
- 4. Kalınlık** : Parmak ucundaki kalınlığı 0,20 mm \pm 0,3 mm'dir.
- 5. Dizayn** : Her iki elde de giyilebilen, parmak ucu kaymayı önleyici ekstra katmanla kaplanmıştır.
- 6. Standard** : EN 455 1&2 , EN 388, EN 374 bu standartlara uygun olarak üretilmiştir.
- 7. Uygulanan Testler** : Sitotoksik ilaç testleri mevcuttur. Bu testler kutu üzerinde yer almaktadır.

Melekirmak High Risk Nitrile Muayene Eldiven Grubu isteğe bağlı olarak kalınlık ve genel özellikleri açısından her türlü ihtiyaca cevap verecek yeterli çeşitliliğe sahiptir. Ürünleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Melekirmak High Risk Nitrile Examination Gloves product range has sufficient variety for the special requirements. For further information please see the table below.

Nitril Muayene Eldiveni Ürün Grubumuz Nitrile Examination Gloves Product Range

Paket İçeriği - Packing

Nitril Muayene Eldiveni Ürün Grubumuz Nitrile Examination Gloves Product Range	Paket İçeriği - Packing
Melekirmak High Risk Nitrile 3 Examination Gloves Melekirmak High Risk Nitrile 3 Muayene Eldiveni	100 Adet / Kutu - 100 Pcs / Box
Melekirmak High Risk Nitrile 3G Examination Gloves Melekirmak High Risk Nitrile 3G Muayene Eldiveni	100 Adet / Kutu - 100 Pcs / Box
Melekirmak High Risk Nitrile 3,5 Examination Gloves Melekirmak High Risk Nitrile 3,5 Muayene Eldiveni	100 Adet / Kutu - 100 Pcs / Box
Melekirmak High Risk Nitrile 4 Examination Gloves Melekirmak High Risk Nitrile 4 Muayene Eldiveni	100 Adet / Kutu - 100 Pcs / Box
Melekirmak High Risk Nitrile 9" 6-7 Examination Gloves Melekirmak High Risk Nitrile 9" 6-7 Muayene Eldiveni	100 Adet / Kutu - 100 Pcs / Box
Melekirmak High Risk Nitrile 6 Examination Gloves Melekirmak High Risk Nitrile 6 Muayene Eldiveni	50 Adet / Kutu - 50 Pcs / Box
Melekirmak High Risk Nitrile 6-7 Examination Gloves Melekirmak High Risk Nitrile 6-7 Muayene Eldiveni	50 Adet / Kutu - 50 Pcs / Box
Melekirmak High Risk Nitrile 10 Examination Gloves Melekirmak High Risk Nitrile 10 Muayene Eldiveni	50 Adet / Kutu - 50 Pcs / Box
Melekirmak High Risk Nitrile 13 Examination Gloves Melekirmak High Risk Nitrile 13 Muayene Eldiveni	50 Adet / Kutu - 50 Pcs / Box



CHEMY PROTECT 18 ELDİVEN CHEMY PROTECT 18 GLOVES



Chemyp Protect 18 Gloves

Complex PPE cat. III Natural latex. Powder - free. Thickness 0,48 mm. Anatomically shaped. Rolled bead. Extra long cuff. Safe handling. Good sense of touch. Melekirmak medical products made in Malaysia.

Chemyp Protect 18 Eldiven

Kişisel koruma araçları PPE kapsamındadır. Doğal Latexitir. Pudrasızdır. Kalınlık 0,48 mm dir. Anatomik olarak sağ ve sol el yapısına uygun dizayn edilmiştir. Güvenli tutuş sağlar. Yüksek dokunma hissine sahiptir. Melekirmak sağlık ürünleri tarafından Malezya'da üretilmiştir.

ÖLÇÜ / SIZE REFERANS NUMARASI
REFERENCE NUMBER

6½ (S) MMP - L18 - S

7 (SM) MMP - L18 - SM

7½ (M) MMP - L18 - M

8 (ML) MMP - L18 - ML

8½ (L) MMP - L18 - L

9 (LX) MMP - L18 - LX

Kutu içerisinde 100 adet bulunur.
100 pieces in one box.



NON STERILE

Manufactured by:



CHEMY PROTECT 18 ELDİVEN CHEMY PROTECT 18 GLOVES



Chemy Protect 18 Gloves General Description:

- 1. Material** : 100% Latex
- 2. Color** : Dark Blue
- 3. Weight** : 20 gr \pm 0,3 gr
- 4. Thickness** : Thickness on the finger tip: 0,45 mm \pm 0,3 mm.
- 5. Design** : Hand specific, curve fingers, finger textured and beaded.
- 6. Standards** : EN 455 1&2 , EN 388, EN 374
- 7. Test Results** : Cytotoxic drugs tests are stated in the table below.
- 8. Packing** : 100 Pcs / Box

Chemy Protect 18 Eldiveni

Genel Özellikleri:

- 1. Materyal** : 100% Lateks
- 2. Renk** : Koyu Mavi
- 3. Ağırlık** : 20 gr \pm 0,3 gr
- 4. Kalınlık** : Parmak ucundaki kalınlığı 0,45 mm \pm 0,3 mm'dir.
- 5. Dizayn** : Sağ el ve sol el uyumu mevcuttur, parmak ucu ve tüm yüzeyi kaymayı önleyici ekstra katmanla kaplanmıştır.
- 6. Standard** : EN 455 1&2 , EN 388, EN 374 bu standartlara uygun olarak üretilmiştir.
- 7. Uygulanan Testler** : Sitotoksik ilaç testleri mevcuttur. Bu testler aşağıda yer almaktadır.
- 8. Paket İçeriği** : Kutu içerisinde 100 adet bulunmaktadır.

Permeation Test Results on: Glove sample identified Table Powder Free Chemy Protect 18 Gloves				Pudrasız Chemy Protect 18 Eldiveni Sızdırma Testi Sonuçları			
TEST CHEMOTHERAPY DRUG AND CONCENTRATION	AVERAGE BREAK-THROUGH DETECTION TIME Specimen/h/2/3 Minutes	AVERAGE STEADY STATE PERM. RATE Specimen/h/2/3 pg/cm ² /minute	OTHER OBSERVATIONS	Kemoterapi ilaçları isimleri ve Konsantrasyonlar	Ortalama Kırılma noktası Bulma Zamanı Örnek/2/3 Dakika	Ortalama Sızdırma Oranı Sürekliliği Örnek/213 pg/cm ² /Dakika	Diğer Gözlemler
Carrnustine BCNU, 3.3 mg/ml 3,300 ppm	14.78(8.72,18.74,16.57)	0.171(0.1680, 162,0,182)	Moderate swelling and no degradation	Carrnustine BCNU, 3.3 mg/ml 3,300 ppm	14.78(8.72,18.74,16.57)	0.171(0.1680, 162,0,182)	normal bir şişme görüldü ve hiç bozulma görüldü
Cisplatin, 1.0 mg/ml 1,000 ppm	No Breakthrough was Detected up to 240 min	N/A	Slight swelling and no degradation	COisplatin, 1.0 mg/ml 1,000 ppm	Hiçbir kırılma 240 dakikaya kadar Görülmemiştir.	N/A	çok az bir şişme görüldü ve hiç bozulma görüldü
Cyclophosphamide Cytoxan, 20.0 mg/ml 20,000ppm	No Breakthrough was Detected up to 240 min	N/A	Slight swelling and no degradation	Cyclophosphamide Cytoxan, 20.0 mg/ml 20,000ppm	Hiçbir kırılma 240 dakikaya kadar Görülmemiştir.	N/A	çok az bir şişme görüldü ve hiç bozulma görüldü
Dacarbazine DTIC, 10.0 mg/ml 10,000 ppm	No Breakthrough was Detected up to 240 min	N/A	Slight swelling and no degradation	Dacarbazine DTIC, 10.0 mg/ml 10,000 ppm	Hiçbir kırılma 240 dakikaya kadar Görülmemiştir.	N/A	çok az bir şişme görüldü ve hiç bozulma görüldü
Doxorubicin Hydrochloride, 2.0mg/ml (2,000 ppm)	No Breakthrough was Detected up to 240 min	N/A	Slight swelling and no degradation	Doxorubicin Hydrochloride, 2.0mg/ml (2,000 ppm)	Hiçbir kırılma 240 dakikaya kadar Görülmemiştir.	N/A	çok az bir şişme görüldü ve hiç bozulma görüldü
Etoposide Toposar, 20.0 mg/ml(20,000 ppm)	No Breakthrough was Detected up to 240 min	N/A	Moderate swelling and no degradation	Etoposide Toposar, 20.0 mg/ml(20,000 ppm)	Hiçbir kırılma 240 dakikaya kadar Görülmemiştir.	N/A	normal bir şişme görüldü ve hiç bozulma görüldü
Fluorouracil, 50.0 mg/ml (50,000ppm)	No Breakthrough was Detected up to 240 min	N/A	Slight swelling and no degradation	Fluorouracil, 50.0 mg/ml (50,000ppm)	Hiçbir kırılma 240 dakikaya kadar Görülmemiştir.	N/A	çok az bir şişme görüldü ve hiç bozulma görüldü
Paclitaxel Taxol, 6.0 mg/ml (6,000ppm)	No Breakthrough was Detected up to 240 min	N/A	Moderate swelling and no degradation	Paclitaxel Taxol, 6.0 mg/ml (6,000ppm)	Hiçbir kırılma 240 dakikaya kadar Görülmemiştir.	N/A	normal bir şişme görüldü ve hiç bozulma görüldü
Thiotepa, 10.0 mg/ml (10000 ppm)	3.28(2.85,5.43,1.56)	0.872(0.9210, 770,0,925)	Slight swelling and no degradation	Thiotepa, 10.0 mg/ml (10000 ppm)	3.28(2.85,5.43,1.56)	0.872(0.9210, 770,0,925)	çok az bir şişme görüldü ve hiç bozulma görüldü



Manufactured by:



CHEMY PROTECT 15 ELDİVEN CHEMY PROTECT 15 GLOVES



Chemyp Protect 15 Gloves

Complex PPE cat. III Natural latex. Power - free. Thickness 0,38 mm. Anatomically shaped. Rolled bead. Extra long cuff. Safe handling. Good sense of touch. Melekirmak medical products made in Malaysia.

Chemyp Protect 15 Eldiven

Kişisel koruma araçları PPE kapsamındadır. Doğal Latexitir. Pudrasızdır. Kalınlık 0,38 mm dir. Sağ ve sol el ile kullanılabilir şekilde dizayn edilmiştir. Güvenli tutuş sağlar. Yüksek dokunma hissine sahiptir. Melekirmak sağlık ürünleri tarafından Malezya'da üretilmiştir.

ÖLÇÜ / SIZE REFERANS NUMARASI
REFERENCE NUMBER

6½  MMP - L15 - S

7  MMP - L15 - SM

7½  MMP - L15 - M

8  MMP - L15 - ML

8½  MMP - L15 - L

9  MMP - L15 - LX

Kutu içerisinde 50 adet bulunur.
50 pieces in one box.



NON STERILE

CHEMY PROTECT 15 ELDİVEN CHEMY PROTECT 15 GLOVES



Chemy Protect 15 Gloves General Description:

- 1. Material** : 100% Latex
- 2. Color** : Turquoise
- 3. Weight** : 18,5 gr \pm 0,5 gr
- 4. Thickness** : Thickness on the thickest area: 0,38 mm \pm 0,3 mm.
- 5. Design** : Ambidextrous, straight fingers, finger textured and beaded.
- 6. Standards** : EN 455 1&2 , EN 388, EN 374
- 7. Test Results** : Cytotoxic drugs tests are stated in the table below.
- 8. Packing** : 50 Pcs / Box

Chemy Protect 15 Eldiveni

Genel Özellikleri:

- 1. Materyal** : 100% Lateks
- 2. Renk** : Turkuaz
- 3. Ağırlık** : 18,5 gr \pm 0,5 gr
- 4. Kalınlık** : Eldivenin en kalın alanındaki kalınlık: 0,38 mm \pm 0,3 mm'dir.
- 5. Dizayn** : Her iki elde de giyilebilen, parmak ucu kaymayı önleyici ekstra katmanla kaplanmıştır.
- 6. Standard** : EN 455 1&2 , EN 388, EN 374 bu standartlara uygun olarak üretilmiştir.
- 7. Uygulanan Testler** : Sitotoksik ilaç testleri mevcuttur. Bu testler aşağıda yer almaktadır.
- 8. Paket İçeriği** : Kutu içerisinde 50 adet bulunmaktadır.

Permeation Test Results on: Glove sample identified Table Powder Free Chemy Protect 15 Gloves				Pudrasız Chemy Protect 15 Eldiveni Sızdırma Testi Sonuçları			
TEST CHEMOTHERAPY DRUG AND CONCENTRATION	AVERAGE BREAK-THROUGH DETECTION TIME Specimen/2/3 Minutes	AVERAGE STEADY STATE PERM. RATE Specimen/2/3 pg/cm ² /minute	OTHER OBSERVATIONS	Kemoterapi ilaçları isimleri ve Konsantrasyonlar	Ortalama Kırılma noktası Bulma Zamanı Örnek/2/3 Dakika	Ortalama Sızdırma Oranı Sürekliliği Örnek/213 pg/cm ² /Dakika	Diğer Gözlemler
Carrnustine BCNU, 3.3 mg/ml 3,300 ppm	14.78(8.72,18.74,16.57)	0.171(0.1680, 162,0,182)	Moderate swelling and no degradation	Carrnustine BCNU, 3.3 mg/ml 3,300 ppm	14.78(8.72,18.74,16.57)	0.171(0.1680, 162,0,182)	normal bir şişme görüldü ve hiç bozulma görülmedi
Cisplatin, 1.0 mg/ml 1,000 ppm	No Breakthrough was Detected up to 240 min	N/A	Slight swelling and no degradation	Cisplatin, 1.0 mg/ml 1,000 ppm	Hiçbir kırılma 240 dakikaya kadar Görülmemiştir.	N/A	çok az bir şişme görüldü ve hiç bozulma görülmedi
Cyclophosphamide Cytoxan, 20.0 mg/ml 20,000ppm	No Breakthrough was Detected up to 240 min	N/A	Slight swelling and no degradation	Cyclophosphamide Cytoxan, 20.0 mg/ml 20,000ppm	Hiçbir kırılma 240 dakikaya kadar Görülmemiştir.	N/A	çok az bir şişme görüldü ve hiç bozulma görülmedi
Dacarbazine DTIC, 10.0 mg/ml 10,000 ppm	No Breakthrough was Detected up to 240 min	N/A	Slight swelling and no degradation	Dacarbazine DTIC, 10.0 mg/ml 10,000 ppm	Hiçbir kırılma 240 dakikaya kadar Görülmemiştir.	N/A	çok az bir şişme görüldü ve hiç bozulma görülmedi
Doxorubicin Hydrochloride, 2.0mg/ml (2,000 ppm)	No Breakthrough was Detected up to 240 min	N/A	Slight swelling and no degradation	Doxorubicin Hydrochloride, 2.0mg/ml (2,000 ppm)	Hiçbir kırılma 240 dakikaya kadar Görülmemiştir.	N/A	çok az bir şişme görüldü ve hiç bozulma görülmedi
Etoposide Toposar, 20.0 mg/ml (20,000 ppm)	No Breakthrough was Detected up to 240 min	N/A	Moderate swelling and no degradation	Etoposide Toposar, 20.0 mg/ml (20,000 ppm)	Hiçbir kırılma 240 dakikaya kadar Görülmemiştir.	N/A	normal bir şişme görüldü ve hiç bozulma görülmedi
Fluorouracil, 50.0 mg/ml (50,000ppm)	No Breakthrough was Detected up to 240 min	N/A	Slight swelling and no degradation	Fluorouracil, 50.0 mg/ml (50,000ppm)	Hiçbir kırılma 240 dakikaya kadar Görülmemiştir.	N/A	çok az bir şişme görüldü ve hiç bozulma görülmedi
Paclitaxel Taxol, 6.0 mg/ml (6,000ppm)	No Breakthrough was Detected up to 240 min	N/A	Moderate swelling and no degradation	Paclitaxel Taxol, 6.0 mg/ml (6,000ppm)	Hiçbir kırılma 240 dakikaya kadar Görülmemiştir.	N/A	normal bir şişme görüldü ve hiç bozulma görülmedi
Thiotepa, 10.0 mg/ml (10000 ppm)	3.28(2.85,5.43,1.56)	0.872(0.9210, 770,0,925)	Slight swelling and no degradation	Thiotepa, 10.0 mg/ml (10000 ppm)	3.28(2.85,5.43,1.56)	0.872(0.9210, 770,0,925)	çok az bir şişme görüldü ve hiç bozulma görülmedi




NON STERILE



Manufactured by:

melekirmek

KEMOTERAPİ ÖNLÜĞÜ



KEMOTERAPİ ÖNLÜĞÜ

Hijyeni gerektiren ancak sterilizasyonu gerektirmeyen kullanımlar için Melekirmak non-steril ürün grupları üretilmektedir. Sağlık sektörünün yanında ilaç ve gıda gibi hijyen gerektiren sektörlerde hizmet vermektedir. Non-steril ürün grubu kullanımıyla hijyeni sağlamak ve hizmet standartlarını yükseltmek doğrultusunda üretilmiştir.

Antialerjik

Üretiminde kimyasal maddelerin kullanılmadığı, hafif ve özel dokumasız kumaşlardan imal edilen ürünlerimiz anti alerjiktir.

Sıvı Geçirmez

Sıvı geçirmez özelliği gibi sıvıyı itici özelliğe sahip olan ürünlerimiz hastaları ve sağlık personelinin kontaminasyonlara karşı korur.

Tek Kullanımlık

Tek kullanımlık olan ürünlerimiz hasta ve sağlık personeline özel, tek kullanımı mümkün kılmakta ve böylelikle klasik tıbbi tekstil

ürünlerince sunulamayan "hijyen garantisi" sağlamaktadır. Beş yıl raf ömrüne sahip ürünlerimiz tasarrufu mümkün kılmakta ve daha ekonomik bir çözüm olarak öne çıkmaktadır.

Nefes Alabilme Özelliği

Nefes alabilme özelliğine sahip ürünlerimiz, klasik medikal tekstil ürünlerinden farklı olarak özellikle uzun operasyonlar sırasında sağlık personelinin konforunu sağlayarak operasyonların daha rahat bir ortamda geçmesini sağlar.

Kemoterapi önlüğü tek kullanımlık özelliği ve giyim rahatlığıyla aşağıda belirtilen ebatlarda Melekirmak Sağlık Ürünleri tarafından üretilip hizmetinize sunulmuştur.

Ebat - Size	Referans No - Reference No
Medium	MMP-CHUM
Large	MMP-CHUL
X-Large	MMP-CHUXL
XX-Large	MMP-CHUXXL



CHEMOTHERAPY UNIFORM



CHEMOTHERAPY UNIFORM

Melekirmak non-sterile textile products are manufactured for procedures that require hygiene but not necessarily sterilization. Besides healthcare sector, these products are also geared towards food and pharmaceutical industries. Use of non-sterile products helps provide hygiene and raise service standards.

Antiallergenic

Being made of light and non-woven fabrics, Melekirmak Medical Textile products are antiallergenic.. They do not cause allergy or rash on the skin of healthcare staff and patients.

Liquidproof

Liquidproof and liquid repellent properties of Melekirmak Medical Textile products protect patients and healthcare professionals from infections. These properties also eliminate the problem of surgical staff having to wear soaked

and heavier gowns during operations and they provide a more relaxed and comfortable working environment.

Breathability

Melekirmak Medical Textile products, made of breathable material, unlike other classical medical textiles, provide comfort for the surgical staff during longer procedures, allowing for a more effective environment.

Melekirmak Medical Products manufactured and service these comfortable products with these sizes below.

Ebat - Size	Referans No - Reference No
Medium	MMP-CHUM
Large	MMP-CHUL
X-Large	MMP-CHUXL
XX-Large	MMP-CHUXXL



NON STERILE



KEMOTERAPİ ÖRTÜSÜ

Hijyeni gerektiren ancak sterilizasyonu gerektirmeyen kullanımlar için Melekirmek non-steril ürün grupları üretilmektedir. Sağlık sektörünün yanında ilaç ve gıda gibi hijyen gerektiren sektörlerde hizmet vermektedir. Non-steril ürün grubu kullanımıyla hijyeni sağlamak ve hizmet standartlarını yükseltmek doğrultusunda üretilmiştir.

Antialerjik

Üretiminde kimyasal maddelerin kullanılmadığı, hafif ve özel dokumasız kumaşlardan imal edilen ürünlerimiz anti alerjiktir.

Sıvı Geçirmez

Sıvı geçirmez özelliği gibi sıvıyı itici özelliğe sahip olan ürünlerimiz hastaları ve sağlık personelinin kontaminasyonlara karşı korur.

Tek Kullanımlık

Tek kullanımlık olan ürünlerimiz hasta ve sağlık personeline özel, tek kullanımı mümkün kılmakta ve böylelikle klasik tıbbi tekstil ürünlerince sunulamayan "hijyen garantisi" sağlamaktadır. Beş yıl raf ömrüne sahip ürünlerimiz tasarrufu mümkün kılmakta ve daha ekonomik bir çözüm olarak öne çıkmaktadır.

Kemoterapi Örtüsünün ön yüzü sıvıyı hızlıca emen maddeden, arka yüzeyi ise sıvıyı geçirmeyen PU ve türevi maddeden imal edilmiştir.

40 cm x 60 cm standart ölçüsü ile aynı zamanda istenilen ebatlarda üretilmek üzere Melekirmek Sağlık Ürünleri tarafından hizmetinize sunulmuştur.



CHEMOTHERAPY CLOTHES



CHEMOTHERAPY CLOTHES

Melekirmak non-serile textile products are manufactured for procedures that require hygiene but not necessarily sterilization. Besides healthcare sector, these products are also geared towards food and pharmaceutical industries. Use of non-sterile products helps provide hygiene and raise service standards.

Antiallergenic

Being made of light and non-woven fabrics, Melekirmak Medical Textile products are antiallergenic. They do not cause allergy or rash on the skin of healthcare staff and patients.

Liquidproof

Liquidproof and liquid repellent properties of Melekirmak Medical Textile products protect patients and healthcare professionals from infections. These properties also eliminate the problem of surgical staff having to wear soaked and heavier gowns during operations and they provide a more relaxed and comfortable

working environment.

Breathability

Melekirmak Medical Textile products, made of breathable material, unlike other classical medical textiles, provide comfort for the surgical staff during longer procedures, allowing for a more effective environment.

The front side of the Chemotherapy cloth is made of liquid absorbent material, on the contrary the back side of the Chemotherapy cloth is made of liquid proof material like PU.

Melekirmak Medical Products manufactures the standard size (40cm x 60cm) of the Chemotherapy clothes, also can manufacture all sizes upon request.



MEDIFLEX VE ŞİŞE TİPİ IŞIKTAN KORUMA KILIFI



Kullanım Amacı:

Mediflex yada şişe içerisinde bulunan ve ışık ile bozulabilen, özelliğini kaybedebilen ilaçların korunması amacıyla kullanılır.

Materyali:

Ürün polyethilen veya türevi en az iki kat lamine edilmiş ,en az 3 kg kadar ağırlık taşıyabilen malzemeden imal edilmiştir.

Ürün boyutları:

Kapak hizasında uzunluğu 330 mm (+,- 2mm), genişliği 200mm (+,- 2mm) dir. Kapak 35mm'dir kapak üzerinde ve gövde de serum askısı için delik mevcuttur.

Karakteristik özellikleri:

Kapak üzerinde gövdeyle kapağı birleştiren, ve açılmasını önleyen şerit bant bulunmaktadır. Kapağın açılma riskine karşı gövdede bulunan delik ile kapak üzerindeki delikler üst üste gelmekte ve serum askısı her iki delikten geçebilmektedir. Gövdede ilaç akışını görmeye yarayan 5mm genişliğinde 250 mm uzunluğunda ışığı kıran lamine edilmiş transparan şerit bulunmaktadır. Gövde altında 35mm genişliğinde hasta serum seti girişini sağlayan açıklık mevcuttur.

Ürün tek kullanımlıktır.

Ürünün CE sertifikasına sahiptir.



PHOTORECEPTOR BAG



Destination of Use:

To protect the light sensitive drugs inside of bottles or mediflexes from sunlight.

Material:

The material is polyethylene or its kind, and also can carry up to 3 kg weight.

Dimensions:

From the cap to the end the length is: 330 mm (+, - 2mm) and its width is: 200mm (+, - 2 mm). The width of the cap is: 35mm.

Characteristics:

There is a sticker on the edge of the cap to secure the bag. There is a hole both on the bag and on its cap to hang the bag safely. There is a control line which allows to see the flow rate of the drug. This control line is also laminated to protect the drug from sunlight.


This product is disposable, and has CE certificate.

Ref No:

MIP-MB-S	250 cc
MIP-MB-B	1000 cc



KEMOTERAPİ MASKESİ



Kemoterapi Maskesi

Bakım gerektirmeyen solunum tertibatları veya filtreli yüz maskeleri konusunda, Melekirmak aşağıda belirtilen konular çerçevesinde her zaman kullanıcının ihtiyaçlarını dile getirmiştir.

- Tüketimin azaltılması
- Hijyenik görünümün güzelleştirilmesi
- Kullanım esnasında rahatlık

Melekirmak, bu ihtiyaçları karşılayabilecek istirdye kabuğu görünümünde ve katlanabilir komple bir ürün yelpazesine sahip olup, bu maskeleri tekli paketlerde sunmaktadır.

Bu ürünler CE markasına sahiptir. EN 149 genelgesi uyarınca sertifikalanmış olup, EN 149:2006 tarafından öngörülen uzun süreli denemelere tabi tutulmuşlardır.

Filtre özelliğine göre değişmekle beraber kullanım alanları aşağıdaki gibidir.

- Hastaneler
- İlaç Sanayi

- Cam Sanayi
- Ağaç İşleri
- Makine Sanayi
- Çimento ve Seramik San.
- Demir Çelik San.
- Madencilik ve Mermer San.
- Laboratuar ve Klinikler
- Toksik atık alanları
- Asbest Lifli ortamlar
- Tekstil-Sanayi
- PİL Sanayi
- Metal Sanayi
- Yeraltı Çalışmaları
- Döküm ve Kaynak İşleri
- İnşaat Sektörü
- Gemi ve Uçak Sanayi
- Kimya Sanayi

CHEMOTHERAPY MASKS



Chemotherapy Mask

Melekirmak Medical Products highlights the user's needs about the maintenance-free breathing devices and filter face masks:

- Reducing consumption
- Beautification of the hygienic view
- User friendly

Melekirmak meet these needs with an assortment of oyster shell look, and foldable masks.

Melekirmak Medical Products proves its quality with CE certificate. These products is being produced under EN 149:2006 standards.

Based on filter specifications here is the usage areas.

- Hospitals
- Pharmaceutical industry
- Glass industry
- Wood working
- Machinery industry

- Construction sector
- Cement and Ceramic Industries
- Iron and Steel industry
- Mining and Marble Industry
- Textile Industry
- Labs and Clinics
- Toxic waste ares
- Asbestos fiber media
- Battery Industry
- Metal Industry
- Underground working
- Casting and Welding
- Ships and Aircraft Industry
- Chemical Industry

CHEMOTHERAPY GLASSES



Kemoterapi Gözlüğü

Kemoterapi ilaç hazırlama aşamasında kemoterapi örtüsü, kemoterapi önlüğü ve eldivenine tamamlayıcı olarak üretilmiş olan bu gözlükler göz sağlığını korumak aynı zamanda optimal dengeyi sağlamak üzere Melekirmak Sağlık Ürünleri tarafından hizmetinize sunulmuştur.

Gözlüklerimiz ergonomik tasarımıyla kullanım kolaylığı sağlar.

Gözlük plastik matelyalden üretilmiştir. Göz ve çevresini tam kavrayıp saracak nitelikte imal edilmiştir.

Gözlük takıldıktan sonra düşmeyecek özelliktedir ve istenilen genişlikte ayarlanabilir lastiğe sahiptir.

CE sertifikasına sahiptir ve EN 166:1995 standardına uygun olarak üretilmiştir.



KEMOTERAPİ GÖZLÜKLERİ



Chemotherapy Glasses

Melekirmak Medical Products represent the chemotherapy glasses for the complementary of other chemotherapy preparation products. This glasses protect eyes from hazardous environment and also keep the optimal balance.

The glasses is made of plastic and covers eyes and surroundings.

The glasses are user friendly designed and have an additional elastic tie for full fit.

These glasses has CE certificate and manufactured according to EN 166:1995 standards.



NEEDLE SPIKE - SPIKE İĞNE



NEEDLE SPIKE FOR MULTIPLE WITHDRAWALS
FROM BOTTLE AND VIALS WITH NEEDLE LESS
VALVE-(with notch or without notch)

VALFLİ SPIKE İĞNESİ-(çentikli ve çentiksiz
versiyonu mevcuttur)

DESTINATION OF USE:

Preparation of drugs through multiple aspirations
from vial and bottle and consequently infusion.

KULLANIM AMACI:

İlaç hazırlama aşamasında flakondan birden fazla
aspirasyon ve sürekli infüzyon sağlayarak yapılan
işlemin valf sistemi ile güvenli bir şekilde ve hava
almadan gerçekleşmesini sağlar.

Ref No:

BS051008

BS051006

Çentikli

Çentiksiz

DROVAL



DROVAL

Sıvı sızıntısını önleyerek ilaçların şişeden alınmasını sağlayan kapalı sistemdir.

Tehlikeli ilaların aktarılmasında kullanılan güvenli bir alettir.

DROVAL

Closed system to infuse drugs avoiding leakage of liquids.

Safety transport of prepared syringes of dangerous drugs.

Ref No:

IN061050

IN061055

Manufactured by:

PARIES
Biomedical Devices

www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:

melekirmak
Sağlık Ürünleri