



0123

ISO 13485 GMP

## Tek Kullanımlık İnfüzyon Pompası



SZB-CX-F



SZB-CZ-F



SZB-DX-F



SZB-DZ-F

|  |   |
|--|---|
| Tam Boyut (kullanılabilir)                       | 50 ~300 ml                                      |
| PCA hacmi (ml / 15dk)                            | 0,5 ml / 15 dk                                  |
| Regülatör hızı (4 hız veya 8 hız kullanılabilir) | 2/4/6/8 ml/saat veya 0/2/4/6/8/10/12/14 ml/saat |
| Etkili İnfüzyon Kapasitesi                       | > %90   |



## Tek Kullanımlık İnfüzyon Pompası (yumuşak)



SZB-CX-F



SZB-CZ-F



SZB-DX-F



SZB-DZ-F

|  |   |
|--|---|
| Tam Boyut (kullanılabilir)                       | 50 ~600 ml                                      |
| PCA hacmi (ml / 15dk)                            | 0,5 ml / 15 dk                                  |
| Regülatör hızı (4 hız veya 8 hız kullanılabilir) | 2/4/6/8 ml/saat veya 0/2/4/6/8/10/12/14 ml/saat |
| Etkili İnfüzyon Kapasitesi                       | > %90   |

### Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd.

Add: 599 Ruifeng Street, Gaozhao District, Xiuzhou District, 314031 Jiaxing City, Zhejiang Province, ÇİN HALK CUMHURİYETİ  
Tel: +86 573 82765625 Faks: +86 573 82287098 Website: www.zjrunqiang.com E-posta: zjrunqiang@zjrunqiang.com

| TEK KULLANIMLIK İNFÜZYON POMPASI UDI-DI |           |        |          |               |      |               |               |
|---|-----------|--------|----------|---------------|------|---------------|---------------|
| REF                                     | Model     | Volume | Flowrate | Package       | Qty  | DI-DI         | TYPE          |
| 5100002001                              | SZB-CX-F  | 100ml  | 2        | yumuşak poşet | 1pc  | 6973740671509 | sert pompa    |
| 5100004001                              | SZB-CX-F  | 100ml  | 4        | yumuşak poşet | 1pc  | 6973740671523 | sert pompa    |
| 5100002002                              | SZB-CX-F  | 100ml  | 2        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740672711 | yumuşak pompa |
| 5100004002                              | SZB-CX-F  | 100ml  | 4        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740672780 | yumuşak pompa |
| 6100002001                              | SZB-CX-BF | 100ml  | 2        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740672742 | sert pompa    |
| 6100004001                              | SZB-CX-BF | 100ml  | 4        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740674371 | sert pompa    |
| 6100002002                              | SZB-CX-BF | 100ml  | 2        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740672797 | yumuşak pompa |
| 6100004002                              | SZB-CX-BF | 100ml  | 4        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740674388 | yumuşak pompa |
| 5275002001                              | SZB-CX-F  | 275ml  | 2        | yumuşak poşet | 1pc  | 6973740671820 | sert pompa    |
| 5275005001                              | SZB-CX-F  | 275ml  | 5        | yumuşak poşet | 1pc  | 6973740671851 | sert pompa    |
| 05275A15001                             | SZB-CX-F  | 275ml  | 1,5      | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740672704 | sert pompa    |
| 5275002002                              | SZB-CX-F  | 275ml  | 2        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740672728 | yumuşak pompa |
| 05275A15002                             | SZB-CX-F  | 275ml  | 1,5      | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740672735 | yumuşak pompa |
| 5275005002                              | SZB-CX-F  | 275ml  | 5        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740672773 | yumuşak pompa |
| 6275002001                              | SZB-CX-BF | 275ml  | 2        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740672759 | sert pompa    |
| 06275A15001                             | SZB-CX-BF | 275ml  | 1,5      | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740672766 | sert pompa    |
| 6275005001                              | SZB-CX-BF | 275ml  | 5        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740674395 | sert pompa    |
| 6275002002                              | SZB-CX-BF | 275ml  | 2        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740672803 | yumuşak pompa |
| 06275A15002                             | SZB-CX-BF | 275ml  | 1,5      | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740672810 | yumuşak pompa |
| 6275005002                              | SZB-CX-BF | 275ml  | 5        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740674401 | yumuşak pompa |
| 627500500127                            | SZB-CX-BF | 275ml  | 5        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740678676 | sert pompa    |
| 627500200127                            | SZB-CX-BF | 275ml  | 2        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740678645 | sert pompa    |
| 610000400127                            | SZB-CX-BF | 100ml  | 4        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740678669 | sert pompa    |
| 610000200127                            | SZB-CX-BF | 100ml  | 2        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740678638 | sert pompa    |
| 527500500127                            | SZB-CX-F  | 275ml  | 5        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740678614 | sert pompa    |
| 527500200127                            | SZB-CX-F  | 275ml  | 2        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740678607 | sert pompa    |
| 510000400127                            | SZB-CX-F  | 100ml  | 4        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740678591 | sert pompa    |
| 510000200127                            | SZB-CX-BF | 100ml  | 2        | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740678584 | sert pompa    |
| 06275A1500127                           | SZB-CX-BF | 275ml  | 1,5      | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740678652 | sert pompa    |
| 05275A1500127                           | SZB-CX-F  | 275ml  | 1,5      | yumuşak poşet | 1pcs | 6973740678621 | sert pompa    |

### TEK KULLANIMLIK İNFÜZYON POMPASI BARKOD NUMARALARI

| REF    | Model     | Tip    | Hacim | Akış Hızı | TİP       | Barkod Numarası |
|--------|-----------|--------|-------|-----------|-----------|-----------------|
| 80012  | SZB-CX-F  | CBI-CX | 100ml | 2 ml/hr   | Hard Pump | 8681073997859   |
| 83012  | SZB-CX-F  | CBI-CX | 275ml | 2 ml/hr   | Hard Pump | 8681073997873   |
| 83712  | SZB-CX-F  | CBI-CX | 275ml | 1,5 ml/hr | Hard Pump | 8681073997880   |
| 83312  | SZB-CX-F  | CBI-CX | 100ml | 4 ml/hr   | Hard Pump | 8681073997866   |
| S80012 | SZB-CX-F  | CBI-CX | 100ml | 2 ml/hr   | Soft Pump | 8681073997897   |
| S83012 | SZB-CX-F  | CBI-CX | 275ml | 2 ml/hr   | Soft Pump | 8681073997910   |
| S83712 | SZB-CX-F  | CBI-CX | 275ml | 1,5 ml/hr | Soft Pump | 8681073997903   |
| U80012 | SZB-CX-BF | CBI-CX | 100ml | 2 ml/hr   | Hard Pump | 8681073997927   |
| U83012 | SZB-CX-BF | CBI-CX | 275ml | 2 ml/hr   | Hard Pump | 8681073997941   |
| U83712 | SZB-CX-BF | CBI-CX | 275ml | 1,5 ml/hr | Hard Pump | 8681073997934   |