


ACE

ACE Medical Devices offers the largest range of Ultrasound needles ergonomically designed to suit all the requirements for EUS procedures


ACE ENDOSCOPIC ULTRASOUND FNA & FNB NEEDLE



ACE EUS iğneleri endoskopik ultrasonla birlikte submukozal lezyonların, mediastinal kitlelerin, lenf nodüllerinin ve gastrointestinal trakt içindeki veya bitişiğindeki intraperitoneal kitlelerin iğne aspirasyonu ve biyopsisini almak için kullanılır.

ACE ULTRA HD FNA NEEDLE

It has high ultrasound echogenicity that enables excellent visualisation to monitor precise needle penetration



ACE DUAL CORE FNB NEEDLE





Eşsiz kanal tasarımı sayesinde kolay penetrasyon, optimum doku örneği almamızı sağlar. Ayrıca iğne ateşlenip çekilirken hücre çekirdeğine zarar vermez.

TEMEL ÖZELLİKLER

İnce İğne Aspirasyonu (FNA) ve Biyopsi FNB) için tasarlanmıştır.


- Optimal ultrason görüntülemesi için geliştirilmiş ekojen iğne ucu
- Yüksek ve istikrarlı örnek verimi sağlayan benzersiz iğne tasarımları
- Ergonomik olarak daha iyi iğne kontrolü için tasarlanmış elcek
- İğne derinliğinin güvenli şekilde ayarlanmasını sağlayan kilitleme mekanizması
- Pürüzsüz doku penetrasyonu için mükemmel iğne kuvveti
- Pentax, Fujifilm ve Olympus gibi endoskopların tüm yelpazeyle uyumlu, ayarlanabilir uzunluğa sahip ultra pürüzsüz dış kılıf

ACE SUPER CORE İĞNE




The unique design of the ACE SUPER CORE FNB NEEDLE aids in excellent visualisation and smooth needle penetration that enables extraction of a larger histologic core tissue sample, without damaging and distorting the core

ACE MASTER CORE İĞNE



Gelişmiş tasarımı, mükemmel görüntüleme ve düzgün iğne penetrasyonu sağlayarak, çekirdek dokuya zarar vermeden ve onu deformasyona uğratmadan daha büyük hacimli doku örneği alınmasına olanak tanır.

ACE MASTER CORE FNB İğnesinin üç uçlu Franseen tasarımı, minimum doku kırılmasıyla maksimum doku elde edilmesi amacıyla geliştirilmiş geniş kesici kenarlara sahiptir.



ACE ULTRA CORE FNB İğnesinin benzersiz ve keskin uç tasarımı, minimum penetrasyon kuvvetiyle tek noktadan görüntülemeyi kolaylaştırır.

Keskin çok bıçaklı kesici kenarlar, en yüksek kalitede çekirdek doku örneği elde edilmesini garanti eder.

Min. Accessory Channel ø	Adjustable Needle Length	Sheath Size	Working Length
2.8 mm	0-8 cm	5.2 Fr	1410 mm

STANDARD SET CONTENTS:

Needle - 01
Vaccum Locking Syringe - 01

EUS Needle Ordering Information

Needle Size Ø		19G	22G	25G
Needle Type				
ACE ULTRA HD	FNA	AEUS-FNA-19	AEUS-FNA-22	AEUS-FNA-25
ACE SUPER CORE	FNB	AEUS-SFNB-19	AEUS-SFNB-22	AEUS-SFNB-25
ACE MASTER CORE		AEUS-MFNB-19	AEUS-MFNB-22	AEUS-MFNB-25
ACE ULTRA CORE		AEUS-UFNB-19	AEUS-UFNB-22	AEUS-UFNB-25
ACE DUAL CORE	FNB (DUAL)	AEUS-DFNB-19	AEUS-DFNB-22	AEUS-DFNB-25
ACE SUPER DUAL CORE		AEUS-SDFNB-19	AEUS-SDFNB-22	AEUS-SDFNB-25
ACE MASTER DUAL CORE		AEUS-MDFNB-19	AEUS-MDFNB-22	AEUS-MDFNB-25
ACE ULTRA DUAL CORE		AEUS-UDFNB-19	AEUS-UDFNB-22	AEUS-UDFNB-25



Office Address: 401 A, Gera 77, East Avenue,
Kalyani Nagar, Pune - 411006, India.
T: +91-20-29995749, +91-20-26681483
E: info@acemedicaldevices.com **W:** www.acemedicaldevices.com